



## *Laboratorio Dr. RAPELA*

### **INDICACIONES PARA PACIENTES Leucocitos en Materia Fecal**

- Suspender todo tratamiento antibiótico 72 horas antes de la toma de muestra, salvo expresa indicación médica.
- **Retirar en el laboratorio un tubo con medio de transporte.**

#### **TOMA DE MUESTRA:**

##### **PACIENTES QUE NO CONTROLAN ESFÍNTERES:**

- En pacientes que utilizan pañales, colocar el pañal al revés para evitar que absorba la deposición; inmediatamente después de la evacuación, tomar una porción de materia fecal de la región perianal con el hisopo que se le entregó en el laboratorio o recoger una porción representativa (parte con moco o sangre) con el hisopo que se le entregó en el laboratorio a partir del pañal.
- Colocar el hisopo en el tubo, cuidando que la muestra quede dentro del gel.
- Cerrar bien el tubo y mantenerlo a temperatura ambiente hasta su entrega en el laboratorio, dentro de las 12 horas de recolectada la muestra.
- **No deben remitirse pañales.**
- **IMPORTANTE!!! *Se debe evitar el contacto de la materia fecal con la orina.***

##### **PACIENTES QUE CONTROLAN ESFÍNTERES:**

- Defecar en un recipiente limpio y seco.
- Inmediatamente después de la deposición, tomar una porción de materia fecal con el hisopo que se le entregó en el laboratorio (si se observa presencia de: mucosidad, pus o sangre, seleccionar esas zonas).
- Colocar el hisopo en el tubo, cuidando que la muestra quede dentro del gel.
- Cerrar bien el tubo y mantenerlo a temperatura ambiente hasta su entrega en el laboratorio, dentro de las 12 horas de recolectada la muestra.
- **IMPORTANTE!!! *Se debe evitar el contacto de la materia fecal con la orina.***

**NOTA:** En caso que le sea imposible acercarse al laboratorio a retirar el tubo con medio de transporte, puede defecar en un recipiente limpio y seco; Recoger una porción de materia fecal en un recipiente estéril de boca ancha, **sin ningún tipo de conservante**, y remitir al laboratorio dentro de las 2 hs de recolectada la muestra. **Este recipiente NO debe contener formol, porque interfiere con el estudio.**

#### **CONSERVACION Y TRANSPORTE:**

**Muestra recolectada en Hisopo** → Conservar el hisopo a temperatura ambiente, antes y después de tomar la muestra. Remitirlo al laboratorio lo antes posible.

**Muestra recolectada en Frasco estéril** → La porción de materia fecal colocada en un recipiente estéril de boca ancha, remitirla al laboratorio dentro de las 2 hs de recolectada. En caso contrario transportarla refrigerada.